



**Accessori per autoclavi serie HG**

**HMC-EUROPE**

Accessori per autoclavi serie HG.



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06251590 | Stampante incorporata HG per autoclavi serie HG                          | 1 pz      |
| LLG09842420 | Sensore flessibile per temperatura per autoclavi serie HG                | 1 pz      |
| LLG09842421 | Alimentazione automatica acqua per autoclavi serie HG                    | 1 pz      |
| LLG09842422 | Filtro fumi esausti per sterilizzazione, per autoclavi serie HG          | 1 pz      |
| LLG09842423 | Cestello in acciaio inox, Ø338x220 h mm, per autoclavi serie HG          | 1 pz      |
| LLG09842424 | Cestello in acciaio inox con base, Ø338x220 h mm, per autoclavi serie HG | 1 pz      |
| LLG09842425 | Cestello in acciaio inox, Ø330x185 h mm, per autoclavi serie HG          | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

