

**Elettrodi combinati per pH****SI Analytics**

Elettrodi combinati per pH. Con cavo fisso, corpo in vetro, diaframma in platino, elettrolita KCl 3 mol/l, sistema di riferimento Si lamid® e membrana sferica diam. 12mm.



| Code        | Description                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09041100 | Elettrodi combinati pH N 61, -5/+100 °C, lungh. 170 mm, in vetro- A | 1 pz      |
| LLG09041105 | Elettrodi combinati pH H 61, +10/+100 °C, lungh. 170 mm, in vetro-H | 1 pz      |
| LLG09041110 | Elettrodi combinati pH N 62, -5/+100 °C, lungh. 120 mm, in vetro-A  | 1 pz      |
| LLG09041112 | Elettrodi combinati pH H 62, +10/+100 °C, lungh. 120 mm, in vetro-H | 1 pz      |
| LLG09041120 | Elettrodi combinati pH N 64, -5/+100 °C, lungh. 170 mm, in vetro-A  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

