

**Elettrodi combinati per pH****SI Analytics**

Elettrodi combinati per pH. Con cavo fisso, corpo in vetro, diaframma in platino, elettrolita KCl 3 mol/l, sistema di riferimento Si lamid® e membrana sferica diam. 12mm.



Code	Description	Packaging
LLG09041100	Elettrodi combinati pH N 61, -5/+100 °C, lungh. 170 mm, in vetro- A	1 pz
LLG09041105	Elettrodi combinati pH H 61, +10/+100 °C, lungh. 170 mm, in vetro-H	1 pz
LLG09041110	Elettrodi combinati pH N 62, -5/+100 °C, lungh. 120 mm, in vetro-A	1 pz
LLG09041112	Elettrodi combinati pH H 62, +10/+100 °C, lungh. 120 mm, in vetro-H	1 pz
LLG09041120	Elettrodi combinati pH N 64, -5/+100 °C, lungh. 170 mm, in vetro-A	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

