

**Pestello EPPI, PP****schuett-biotec**

Pestello EPPI, PP. Per pellet in sospensione ed omogenizzazione all'interno di provette (perfetto per provette da 1.5 e 2.0 ml). Autoclavabile. Adattato per omogenizzatori motorizzati.



Code	Description	Packaging
LLG09197689	Pestello lungh. 70 mm, per bottiglie 1,5/2,0 ml	10 pz
LLG09197690	Pestello EPPI, .5 / 2.0 ml, acciaio inox, lungh. 100 mm	1 pz
LLG09197691	Mandrino a cambio rapido per pistola EPPI, PP e acciaio inox	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

