


**Transilluminatori UV Compact****Vilber Lourmat**

Transilluminatori UV Compact.

- disegno compatto (34 x 26 cm)
- alloggiamento in metallo, con la struttura del filtro in acciaio inossidabile e filtro a lunga durata
- tecnologia moderna, fabbricazione di alta qualità
- i modelli BECXF hanno il selettore di intensità Hi/Lo (alta/bassa)
- sono disponibili modelli a singola o doppia lunghezza d'onda



Code	Description	Packaging
LLG06329590	Transilluminatore UV BECXF-26.M V1, intensità Hi/Lo, filtro 210x260 mm, sorgenti 5 x 8 W, lungh. d'onda 312 nm	
LLG09971910	Transilluminatore BECXF-20.M, intensità Hi/Lo, filtro 200x200 mm, sorgenti 6 x 8 W, lungh. d'onda 312 nm	1 pz
LLG09971914	Transilluminatore UV BTCP-26.LM, filtro 210x260 mm sorgenti 5 x 8 W/6 x 8 W, lungh. d'onda 365/312 nm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

