

**Vaschette portastrumenti, resina melamminica****P-S Kunststoffwerke**

Vaschette portastrumenti, resina melamminica. In resina melamminica, bianca. Autoclavabili a 121°C.



Code	Description	Packaging
LLG07055383	Vaschetta per strumenti, largh. 300 mm, lungh. 190 mm, h 20 mm	1 pz
LLG07608352	Vaschetta per strumenti, largh. 190 mm, lungh. 150 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09200324	Vaschetta per strumenti, largh. 240 mm, lungh. 180 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09200327	Vaschetta per strumenti, largh. 270 mm, lungh. 210 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09200328	Vaschetta per strumenti, largh. 300 mm, lungh. 150 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09200335	Vaschetta per strumenti, largh. 360 mm, lungh. 240 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09200345	Vaschetta per strumenti, largh. 430 mm, lungh. 290 mm, h 20 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

