

**Bottiglie a bocca larga PassPort IP2 Tipo 2199, PE-HD****Nalge**

Bottiglie a bocca larga PassPort IP2 Tipo 2199, PE-HD. Con chiusura a vite in PP. Linea di bottiglie a bocca larga sicure, durature ed economiche per confezionamento e trasporto di materiali pericolosi. Raccomandate per clienti che hanno studiato, assemblato e certificato una propria combinazione di imballo. Resistenti alla rottura e alla perforazione. La bocca larga consente facile inserimento di materiale secco o liquido. Pareti robuste. Fondo modellato: marchio IP2, materiale, volume, tacca di registrazione e marchio Nalgene. Valutate a 15 psi (103 kPa) per 49 CFR 173.27 (c), ICAO Istruzioni tecniche Parte 3-1;1.1.6.1 e IATA Regolamento Merce pericolosa Sezione 5.0.2.9. A perfetta tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG09103244	Bottiglia a bocca larga PassPort IP2, PE-HD, cap. all'orlo 125 ml	12 pz
LLG09103245	Wide neck bottles PassPort IP2	12 pz
LLG09103246	Bottiglia a bocca larga PassPort IP2, PE-HD, cap. all'orlo 500 ml	12 pz
LLG09103247	Bottiglia a bocca larga PassPort IP2, PE-HD, cap. all'orlo 1000 ml	6 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

