



Occhiali di sicurezza SecureFit 400 con Rivestimento Anti-Appannamento Scotchgard

3M

Occhiali di sicurezza SecureFit 400 con Rivestimento Anti-Appannamento Scotchgard.



Code	Description	Packaging
LLG04664580	Occhiali SecureFit 400 con Anti-Appannamento Scotchgard, rosso/grigio	1 pz
LLG04664581	Occhiali SecureFit 400 con Anti-Appannamento Scotchgard, blu/grigio, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 20 pz e multipli di 20 pz	1 pz
LLG04664582	Occhiali SecureFit 400 con Anti-Appannamento Scotchgard, blu/grigio, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz e multipli di 2 pz	1 pz
LLG04664583	Occhiali SecureFit 400 con Anti-Appannamento Scotchgard, blu/grigio	1 pz
LLG04664584	Occhiali SecureFit 400 con Anti-Appannamento Scotchgard, blu/grigio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

