



Lampada, per soffieria, PT 2000

Lampada, per soffieria, PT 2000. Corpo robusto in ottone con regolazione fine della fiamma per saldatura leggera o forte. Manico ergonomico in polipropilene resistente all'urto. Da utilizzare con cartuccia C 206 GLS.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

