

**QuickFix dispensatore di Cerotti****B-SAFETY**

QuickFix dispensatore di Cerotti. Tira e avrai immediatamente un cerotto pronto per l'uso! Ogni cerotto è confezionato singolarmente. Questo a garanzia di una sicura igiene. Pronto all'uso in ambienti di lavoro critici. Il cerotto è in PE, materiale protettivo e a basso rischio allergie, che permette alla pelle di respirare ed è particolarmente adatto per ambienti umidi. Il dispensatore QuickFix misura solo 23 cm di larghezza e 13.5 cm di altezza. Contiene ben 90 cerotti plastici a dispetto delle sue modeste dimensioni, così può essere installato dovunque ci sia necessità. Il riempimento del dispensatore è possibile anche con altri tipi di cerotti di diverse dimensioni QuickFix. QuickFix Elastic Long Refill, 30 tipi di cerotti elastici per le dita, conformi ai movimenti della pelle e per questo molto confortevole da indossare. I cerotti permettono alla pelle di respirare. Risolve la maggior parte degli incidenti in modo veloce, semplice ed igienico.



Code	Description	Packaging
LLG04661250	Dispenser di cerotti QuickFix con due ricariche di cerotti per le dita	1 pz
LLG09733808	Dispensatore cerotti QuickFix, con 2 ricariche cerotti resistenti all'acqua	1 pz
LLG09733809	Ricarica cerotti in plastica QuickFix, resistenti all'acqua, con 45 cerotti	1 pz
LLG09733825	Medicazione QuickFix per 30 dita	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

