



## Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310

Uvex

Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310. Queste classi di filtri elencano i requisiti minimi e servono semplicemente come guida. E' responsabilita' di chi li indossa assicurarsi che il respiratore sia conforme ai requisiti, in termini di materiali pericolosi e di concentrazione prima dell'uso!

**FFP 1:** per le particelle che non sono né tossiche, né associate a fibrosi. Per la protezione fino a 4 volte il corrispondente valore limite di soglia

**FFP 2:** per particelle nocive o dannose, vapori e fumo; filtri per particelle solide e liquide con un livello medio di filtraggio. Per la protezione fino a 10 volte il corrispondente valore di soglia

**FFP 3:** per particelle tossiche, vapori e fumo; filtri per aerosol solidi e liquidi con una classificazione di filtraggio alto. Per la protezione fino a 30 volte il corrispondente valore limite di soglia

**Etichettatura R:** La maschera é stata testata per il riutilizzo e ha le caratteristiche di prestazione richieste per indossarla durante un secondo turno di lavoro.

**NR:** non riutilizzabile

**Etichettatura D:** La maschera é stata sottoposta a ulteriori analisi di polvere dolomite e permette quindi un'ottima traspirazione, anche in ambienti molto polverosi e durante i periodi di utilizzo più lunghi.

- Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato con valvola di espirazione.
- Confezionata individualmente.
- Colore: bianco.
- Disponibile anche senza valvola di espirazione.
- Mascherina facciale certificata FFP1 secondo EN 149 e Direttiva UE 89/686/CEE.
- Etichetta D (test con polvere di dolomite superato): massima respirabilità anche con livelli di polvere molto. elevati
- Non riutilizzabile.
- Clip nasale flessibile e regolabile.
- Labbro di tenuta morbido che garantisce una posizione sicura, sigillata e confortevole della mascherina.



- Bordi in materiale morbido per un confort elevato.
- Fascia per la testa regolabile che offre semplice maneggevolezza e comoda vestibilità.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

