



Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310

Uvex

Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310. Queste classi di filtri elencano i requisiti minimi e servono semplicemente come guida. E' responsabilita' di chi li indossa assicurarsi che il respiratore sia conforme ai requisiti, in termini di materiali pericolosi e di concentrazione prima dell'uso!

FFP 1: per le particelle che non sono né tossiche, né associate a fibrosi. Per la protezione fino a 4 volte il corrispondente valore limite di soglia

FFP 2: per particelle nocive o dannose, vapori e fumo; filtri per particelle solide e liquide con un livello medio di filtraggio. Per la protezione fino a 10 volte il corrispondente valore di soglia

FFP 3: per particelle tossiche, vapori e fumo; filtri per aerosol solidi e liquidi con una classificazione di filtraggio alto. Per la protezione fino a 30 volte il corrispondente valore limite di soglia

Etichettatura R: La maschera é stata testata per il riutilizzo e ha le caratteristiche di prestazione richieste per indossarla durante un secondo turno di lavoro.

NR: non riutilizzabile

Etichettatura D: La maschera é stata sottoposta a ulteriori analisi di polvere dolomite e permette quindi un'ottima traspirazione, anche in ambienti molto polverosi e durante i periodi di utilizzo più lunghi.

- Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato con valvola di espirazione.
- Confezionata individualmente.
- Colore: bianco.
- Disponibile anche senza valvola di espirazione.
- Mascherina facciale certificata FFP1 secondo EN 149 e Direttiva UE 89/686/CEE.
- Etichetta D (test con polvere di dolomite superato): massima respirabilità anche con livelli di polvere molto. elevati
- Non riutilizzabile.
- Clip nasale flessibile e regolabile.
- Labbro di tenuta morbido che garantisce una posizione sicura, sigillata e confortevole della mascherina.



- Bordi in materiale morbido per un confort elevato.
- Fascia per la testa regolabile che offre semplice maneggevolezza e comoda vestibilità.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

