

**Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air****Uvex**

Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air.

- Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato con valvola di espirazione;
- Confezionata individualmente;
- Colore: bianco;
- Disponibile anche senza valvola di espirazione;
- Etichetta D (test con polvere di dolomite superato): massima respirabilità anche con livelli di polvere molto elevati;
- Clip nasale flessibile e regolabile;
- Labbro di tenuta morbido che garantisce una posizione sicura, sigillata e confortevole della mascherina;
- Bordi in materiale morbido per un confort elevato;
- Fascia per la testa regolabile che offre semplice maneggevolezza e comoda vestibilità.



Code	Description	Packaging
LLG04719689	Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air premium 5110+, Colore Bianco, Codifica colore Blu, Classe di protezione FFP1, Filtro antiparticolato, Standard EN 149, Con valvola di espirazione	15 pz
LLG04719690	Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air premium 5210+, Colore Bianco, Codifica colore Arancione, Classe di protezione FFP2, Filtro antiparticolato, Standard EN 149, Con valvola di espirazione	15 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

