

**Imbuti, vetro borosilicato 3.3****LLG Labware**

Imbuti, vetro borosilicato 3.3. Con gambo corto. Pareti inclinate a 60°. Imbuti in vetro borosilicato standard con alta stabilità al calore. Tutti gli imbuti hanno angolatura del cono a 60° e quindi alloggianno in modo preciso filtri di tutte le dimensioni. DIN ISO 4798.



Code	Description	Packaging
LLG09251200	Imbuto Ø 40 mm, per carta Ø55-70 mm, lungh.tot. 70±5 mm	1 pz
LLG09251201	Imbuto Ø 60 mm, per carta Ø70-90 mm lungh. tot. 100±5 mm	1 pz
LLG09251202	Imbuto Ø 80 mm, per carta Ø125-150 mm lungh. tot. 140±5 mm	1 pz
LLG09251203	Imbuto Ø 100 mm, per carta Ø150-185 mm lungh. tot. 180±5 mm	1 pz
LLG09251204	Imbuto Ø 120 mm, per carta Ø185-240 mm lungh. tot. 210±5 mm	1 pz
LLG09251205	Imbuto Ø 150 mm, per carta Ø 240-270 mm lungh. tot. 250±5 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

