

**Bagno ad ultrasuoni SONOSHAKE con dispositivo di agitazione****Bandelin**

Bagno ad ultrasuoni SONOSHAKE con dispositivo di agitazione. Bagno ad ultrasuoni DT 1028 F- indicato specialmente per sonificazione di campioni in palloni da laboratorio o per degasaggi rapidi - bagno ad ultrasuoni piatto con vasca in acciaio inox, dimensioni interne 500 x 300 x 665mm (LxPxH) - esterno in acciaio inossidabile, protetto contro gli spruzzi, 535 x 325 x 205 mm (L x P x H) - esterno: valvola sferica G ½ - erogazione ultrasuoni 1280W - erogazione HF 320W - frequenza di lavoro 35kHz - consumo corrente 1.4A - dispositivo di agitazione SA 1028 - regolazione analogica del tempo e della frequenza di agitazione - movimento reciproco: regolazione possibile in 4 posizioni fino a 200/min - ampiezza costante di 20 mm indipendentemente dal carico - cestello facile da rimuovere - facile montaggio delle pinze per vetreria EK 10-100 (da ordinare separatamente) - dimensioni di base circa 410 x 280mm (LxP) - carico palloni 36x10ml, 36x25ml, 18x50ml o 12x100ml o 10x250ml - spazio richiesto per Sonoshake circa 850 x 360mm (L x P). Il Sonoshake può essere utilizzato anche come semplice bagno ad ultrasuoni per la preparazione dei campioni, solo come dispositivo di agitazione SA1028, o entrambe le funzioni combinate.



Code	Description	Packaging
LLG09877650	Dispositivo di agitazione tipo SA 1028	1 pz
LLG09877864	Bagno ad ultrasuoni Digitec DT 1028 F, tipo Sonoshake	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

