



Vials con collo Crimp ND 11, apertura grande

LLG Labware

LLG- Vials con collo Crimp ND 11, apertura grande



Code	Description	Packaging
LLG06263047	Vials con collo Crimp ND 11, apertura grande, Volume nominale 1,5 ml, Dimensione del tappo ND11, Ø 11,6 mm, Altezza 32,0 mm, Dimensioni (ØxH) 11,6 x 32 mm, Colore Marrone, Forma del fondo Piatto, Con campo di etichettatura No, Materiale Vetro	100 pz
LLG06290019	Vials con collo Crimp ND 11, apertura grande, Volume nominale 1,5 ml, Dimensione del tappo ND11, Ø 11,6 mm, Altezza 32,0 mm, Dimensioni (ØxH) 11,6 x 32 mm, Colore Chiaro, Forma del fondo Piatto, Con campo di etichettatura Sì, Materiale Vetro	100 pz
LLG06291635	Vials con collo Crimp ND 11, apertura grande, Volume nominale 1,5 ml, Dimensione del tappo ND11, Ø 11,6 mm, Altezza 32,0 mm, Dimensioni (ØxH) 11,6 x 32 mm, Colore Chiaro, Forma del fondo Piatto, Con campo di etichettatura No, Materiale Vetro	100 pz
LLG06291636	Vials con collo Crimp ND 11, apertura grande, Volume nominale 1,5 ml, Dimensione del tappo ND11, Ø 11,6 mm, Altezza 32,0 mm, Dimensioni (ØxH) 11,6 x 32 mm, Colore Marrone, Forma del fondo Piatto, Con campo di etichettatura Sì, Materiale Vetro	100 pz

