

**Chiusure PP a vite ND24, UltraBond****LLG Labware****LLG-Chiusure PP a vite ND24, UltraBond**

Tappo+Setto formano un'unità inseparabile, così il setto non può essere spinto nel vials, nemmeno con un ago smussato.



Code	Description	Packaging
LLG04008292	Chiusure PP a vite ND24, UltraBond, Colore Bianco, senza foro, Materiale del setto Silicone/PTFE, Colore del setto Bianco/beige, Spessore 3,20 mm, Durezza Shore 45 A	100 pz
LLG04008293	Chiusure PP a vite ND24, UltraBond, Colore Bianco, Con foro, Ø foro 15,0 mm, Materiale del setto Silicone/PTFE, Colore del setto Bianco/beige, Spessore 3,20 mm, Durezza Shore 45 A	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

