



Pettini elettroforesi gel MultiSUB Mini

Thistle Scientific

Accessori per vasca per elettroforesi gel MultiSUB Mini.



Code	Description	Packaging
LLG06227144	Pettine tipo MS7-8-1.5, 8 campioni, 1,5mm, volume 37 µl	1 pz
LLG06227253	Pettine tipo MS7-16-1, 16 campioni, 1mm, volume 10 µl	1 pz
LLG06227254	Pettine, Spessore 0,75 mm Volume Campione 7 µl	1 pz
LLG06268285	Pettine per 16 campioni, spessore 2 mm, volume campione 20 µL	1 pz
LLG07659130	Pettine, Spessore 1 mm, Volume Campione 18 µl	1 pz
LLG07671891	Pettine, Spessore 2 mm, Volume Campione 96 µl	1 pz
LLG09584655	Pettine tipo MS7-8-1, 8 campioni, 1 mm, 25 µl	1 pz
LLG09584656	Pettine tipo MS7-16-1.5, 16 campioni, 1,5 mm, 15 µl	1 pz

