



Comparatori serie 2000/3000

Tintometer

Comparatori serie 2000/3000. Comparatore visivo a due e tre campi e risultati numerici. La serie EComparator offre la progressione da risultati visivi (soggettivi) a elettronici (obiettivi). Con questa serie di comparatori, gli utilizzatori possono vedere la differenza di colore tramite il colore sullo schermo ed il display numerico sullo schermo. La tecnologia di schermo a sfioramento rende EComparator facilmente programmabile con menus istintivi sullo schermo. L'utilizzatore può impostare la lingua, data e ora, vedere preferenze e creare progetti con tolleranze individuali "entro tolleranza" (verde), "fuori tolleranza" (rosso) e "al limite di tolleranza" (ambrato) che fornisce all'utilizzatore un'informazione immediata sul campione.

- Istantaneo e accurato, pronto per uso immediato
- Garantito in accordo con gli standard internazionali
- Risultati mostrati sul display, in opzione come colore o valore numerico
- Tecnologia mobile, digitale, tramite pressione di un tasto
- Segnalazione istantanea dal laboratorio o dal posto

Il range EC 2000 fornisce all'utilizzatore una rappresentazione a due campi visivi in linea con il popolare sistema Lovibond® Comparator 2000+ attualmente ampiamente impiegato.

Il range EC 3000 fornisce all'utilizzatore una rappresentazione a tre campi visivi in linea con il popolari comparatori Lovibond® Comparator 3000 / AF. Qui il campione e due letture consecutive della scala di colore sono visualizzate simultaneamente, rendendo facile raggiungere la corrispondenza ottimale dei colori.

EC 2000 PT CO: Platino-Cobalto/Hazen/Apha Colore (ASTM D 1209)/Unità colore Vero (TCU), Acqua, olii chiari, prodotti chimici e petrolchimici. Con celle (3 x 50 mm W100 plastica) e (1 x 50 mm W100 OG)

EC 2000 GARDNER COLOUR: ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10. Resine, vernici, lacche, olii essiccati, acidi grassi, lecitine, olio di girasole, olio di lino. Con celle (3 x 10 mm W100 plastica) e (1 x 10 mm W100 OG).

EC 3000 ASTM COLOR: ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196. per olii minerali e petrolchimici. Con celle (2 x 33 mm W100 plastica) e (2 x 33 mm W100 OG)

EC 3000 SAYBOLT COLOUR: ASTM D 156, ASTM D6045. Carburanti per aviazione, kerosene, nafta, olii minerali bianchi, solventi idrocarburi, cere di petrolio. Con celle (2 x 50 mm W100 plastica) e (2 x 50 mm W100 OG)

La fornitura include: liquido standard di riferimento ed 1 vetro standard per EC 2000 e 2 vetri standard per EC 3000.



Code	Description	Packaging
LLG06282213	Comparatori serie 2000/3000, Tipo EC 2000 PT CO, Range 0-500	1 pz
LLG06282214	Comparatori serie 2000/3000, Tipo EC 2000 GARDNER COLOUR, Range 1-18	1 pz
LLG06282215	Comparatori serie 2000/3000, Tipo EC 3000 ASTM COLOR, Range 0-8	1 pz
LLG06282216	Comparatori serie 2000/3000, Tipo EC 3000 SAYBOLT COLOUR, Range -16-+30	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

