


**Anse di inoculazione, PS, sterili****LLG Labware**

Anse di inoculazione, PS, sterili. Realizzate in polistirene flessibile. Con loop ultra-lisci per inoculi senza problemi e per la striatura delle culture. Senza lubrificanti, oli e cariche elettrostatiche, consentono un trasferimento di liquido consistente e completo. Design ergonomico dei loop per una presa ottimale e un facile orientamento della testa del loop. La forma dell'estremità dell'ago è perfetta per raccogliere singole colonie isolate e adatta per inoculare in agar inclinati o provette di campioni di coltura. Pacchetto: 10 sacchetti da 10 pezzi.



Code	Description	Packaging
LLG09160041	Ansa per inoculo in plastica, tipo ago/anello, 1 µl	100 pz
LLG09160042	Ansa per inoculo in plastica, tipo ago/anello, 10 µl	100 pz
LLG09160043	Ansa per inoculo in plastica, tipo anello/anello, 1/10 µl	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

