

**Tappo a vite, GL45, con 2 tubi di collegamento, PP****Duran**

Tappo a vite, GL45, con 2 tubi di collegamento, PP. Questo nuovo sistema di tubi di collegamento è stato sviluppato specialmente per il collegamento di tubi elastici morbidi che, per esempio, sono usati in biotecnologia per trasferire campioni con l'aiuto di pompe peristaltiche. Le connessioni curve prevengono l'attorcigliamento dei tubi. Il centro grigio in PP si muove liberamente e consente il cambio dei contenitori senza svitare il sistema di attacco di sicurezza dei tubi. Proprietà / applicazioni: trasferimento sicuro e sterile di campioni liquidi in un sistema chiuso, molto versatile perchè il tappo a vite ha la filettatura standard GL45, ideale per tubi morbidi ed elastici diam. int. 6 - 9mm (Viton®, Tygon®, silicone), 2 tubi di collegamento, curvi in alto e dritti sotto, disponibile filtro superiore opzionale sterile per equalizzazione della pressione, resistente a temperature fino a +140°C, autoclavabile / lavabile in lavastoviglie.



Code	Description	Packaging
LLG06240019	Tappo a vite, GL45, con 2 tubi di collegamento, PP, resistenza alla temperatura 140 °C, autoclavabile	1 pz
LLG09071692	Tappo equalizzatore di pressione	1 pz
LLG09140109	Tappo a vite, GL45, con 2 tubi di collegamento, PP, resistenza alla temperatura 140 °C, autoclavabile	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

