


**Micropestelli, acciaio inossidabile****LLG Labware**

Micropestelli prodotti in acciaio inossidabile lucidato. Raccordo preciso, pezzo unico, sezione del manico liscia, facilmente disinfettabile. Erogazione minima dell'omogenato a causa del pistone affusolato. Per provette di reazione: per omogeneizzazione di campioni di cellule, tessuti o prodotti alimentari. Per provette da 0.5, 1.5 e 2.0 ml. Raffreddabili fino a -196°C . Sterilizzabili in autoclave o a secco a $+200^{\circ}\text{C}$. Adatti per applicazioni PCR. Alternativa all'uso di pestelli monouso in plastica. Perfettamente adatti per provette Eppendorf Safe-Lock. Per provette Sarstedt: utilizzati principalmente per analisi alimenti con campioni fortemente trattati nei quali sono presenti poco DNA, proteine o allergeni. Per provette 13 ml (cod. LLG06239124).



Code	Description	Packaging
LLG09314500	Micropestello in acciaio inox per volume 0,5 ml, lungh. 94 mm	1 pz
LLG09314501	Micropestello in acciaio inox per volume 1,5 ml, lungh. 124 mm	1 pz
LLG09314502	Micropestello in acciaio inox per volume 2,0 ml, lungh. 120 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

