

**Bottiglia bocca stretta, serie 310 " Clear Grip", PP****Kautex**

Bottiglia bocca stretta, serie 310 Clear Grip, PP. Trasparenza come il vetro, ideali per presentazioni di prodotti. Peso ridotto, elevata resistenza chimica e stabilità termica, rigidità equilibrata e resistenza all'urto, autoclavabili fino a 121°C (prima di autoclavare svitare la chiusura e posizionarla a rovescio sulla bottiglia). Si prega di ordinare la chiusura separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09073456	Bottiglia bocca stretta serie 310, 100 ml, 32 GL, h 108 mm	1 pz
LLG09073457	Bottiglia bocca stretta serie 310, 250 ml, 32 GL, h 136 mm	1 pz
LLG09073458	Bottiglia bocca stretta serie 310, 500 ml, 45 GL, h 169 mm	1 pz
LLG09073459	Bottiglia bocca stretta serie 310, 1000 ml, 45 GL, h 204 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

