

**Dinamometro HDB-N****Kern & Sohn**

Dinamometro HDB-N. Comodo per pesare carichi.

- Ideale per rapide pesate al ricevimento e spedizione delle merci, adatto anche per casse
- Funzione memoria dati. Per semplice lettura del peso, il display può essere congelato in diversi modi. Sia manualmente, quando il valore pesato rimane invariato, che manualmente premendo il tasto di Memoria
- Il gancio (acciaio inossidabile), può essere incernierato
- Batterie incluse, 2 x 1.5 V AAA, tempo operativo circa 180 h, funzione AUTO/OFF per preservare la batteria (può essere spento).



Code	Description	Packaging
LLG04660771	Dinamometro HDB 10K-2XL, Portata 15 kg, Precisione 10 g, 107 x 25 x 101 mm	1 pz
LLG06231173	Bilancia elettronica HDB 5K5N, 5 kg, prec. 5 g, dim.70x25x105 mm	1 pz
LLG07633920	Bilancia elettronica HDB 10K10N, 10 kg, prec. 10 g, dim. 70x25x105 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

