

**Tubo Tygon® 2375****Saint Gobain**

Tubo Tygon® 2375. Trasparente. Densità: 0.29. Durezza Shore: 72. Temperatura da -78°C a +52°C. Resistente a prodotti chimici altamente aggressivi. Senza plastificanti, che minimizza il rischio di contaminazione da fluidi. Superficie interna eccezionalmente liscia che evita la formazione di particolato. Il basso livello di assorbimento mantiene l'integrità del fluido. Approvato FDA per contatto con i cibi ed NSF 51. Compatibile REACH.



Code	Description	Packaging
LLG09208325	Tubo Tygon 2375, Ø int. 4,8 mm, Ø est. 8 mm, Spessore Parete 1,6 mm	15 m



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

