

**Vassoio monouso per colorazione vetrini****Heathrow Scientific**

Vassoio monouso per colorazione vetrini. Colora, risciacqua e asciuga il tuo vetrino su un unico vassoio. Prodotto con una miscela di polipropilene e polietilene, questo robusto vassoio per colorazione è una alternativa economica alle versioni metalliche; offre una superficie di lavoro sempre pulita e fresca. Si possono alloggiare nella base fino a 8 vetrini e il profondo pozzetto contiene fino a 38 ml di liquido. Due utili beccucci rendono semplice lo scarico del liquido in eccesso. Il coperchio unico, scuro, protegge i vetrini quando si utilizzano per applicazioni sensibili alla luce. Fornito con 4 vassoi di base e 1 coperchio.



Code	Description	Packaging
LLG09161400	Vassoio monouso per colorazione vetrini, posti 8, dim. 305x127x29,5 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

