

**Microsiringhe C-Line per autocampionatori HPLC****Hamilton**

Microsiringhe C-Line per autocampionatori HPLC. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Con ago fisso (FN).



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06200686 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 700 Slim Line, 10 µl, calibro 22s  | 1 pz      |
| LLG06200903 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700, 25 µl, calibro 22s           | 1 pz      |
| LLG06236085 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700 Slim Line, 25µl, calibro 22s  | 1 pz      |
| LLG06803417 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700, 250 µl, calibro 22s          | 1 pz      |
| LLG07200498 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700 Slim Line, 100µl, calibro 22s | 1 pz      |
| LLG07210113 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1000, 1000 µl, calibro 22s         | 1 pz      |
| LLG07210114 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1000, 2500 µl, calibro 22s         | 1 pz      |
| LLG09221051 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700, 500 µl, calibro 22s          | 1 pz      |
| LLG09221052 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700 Slim Line, 10µl, calibro 22s  | 1 pz      |
| LLG09221053 | Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1000, 5000 µl, calibro 22s         | 1 pz      |