

**Bottiglie bocca stretta Economy, Tipo DS2085, DS2185, PE-HD, marroni****Nalge**

Bottiglie bocca stretta Economy, Tipo DS2085, DS2185, PE-HD, marroni. Con tappo ambrato in PP. Proteggono i campioni sensibili alla luce dalla trasmissione della luce UV/VIS durante il campionamento, la spedizione o lo stoccaggio. La bocca larga consente il facil e recupero dei campioni prelevati e riduce le turbolenze durante il riempimento. Bottiglie per uso con singolo campione. A tenuta.



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07049883 | Bottiglie bocca stretta Economy, HDPE, marroni, 1000 ml, chiusura 38-430 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

