

**Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo****Bürkle**

Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo.

In numerose situazioni, occorre prelevare velocemente i campioni senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati singolarmente e sempre pronti all'uso.
- Evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Sono disponibili anche versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per polveri scorrevoli e piccoli granulati.
- Facile svuotamento tramite maniglia di apertura.



| Code        | Description                                                                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06282439 | Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, non sterile, adatto per alimenti  | 20 pz     |
| LLG06282440 | Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, sterile, adatto per alimenti      | 20 pz     |
| LLG06282441 | Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti | 20 pz     |
| LLG06282442 | Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, sterile, adatto per alimenti     | 20 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

