




**Pettini per camera elettroforetica**

**Thistle Scientific**

Pettini per camera elettroforetica.



Code	Description	Packaging
LLG06253665	Accessori per vasca per elettroforesi su gel MultiSUB Midi, vassoio UV 10x10 cm	1 pz
LLG06253666	Bordi per preparazione del gel	1 pz
LLG07657240	Pettine 16 campioni, Volume Campione 24 µl, Spessore 1,50 mm	1 pz
LLG07657241	Pettine, 25 campioni, Campione 15 µl, Spessore 1,50 mm	1 pz
LLG07657601	Vassoio UV tray 10x7cm	1 pz
LLG09584659	Pettine 12 campioni, spessore 1mm, volume 23 µl	1 pz
LLG09584660	Pettine 16 campioni, spessore 1mm, volume 16 µl	1 pz
LLG09584662	Pettine 25 campioni, spessore 1mm, volume 10 µl	1 pz
LLG09584811	Pettine 20 campioni, Volume Campione 14 µl Spessore 1 mm	1 pz
LLG09584812	Pettine 20 campioni, Volume Campione 20 µl, Spessore 1,50 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

