

**Rack per microprovette da centrifuga da 5ml, PP****Bel-Art Products**

Rack per microprovette da centrifuga da 5ml, PP. Progettato specificatamente per 40 provette x 5 ml da microcentrifuga, questo rack può anche ospitare altre provette con diametro da 13 a 16 mm. Realizzato in polipropilene bianco durevole e resistente alla corrosione. Le piastre terminali hanno le maniglie per un facile trasporto e impilaggio. Autoclavabile a vapore a 121°C. Dimensioni (L x P x A): 260 x 113 x 105 mm. Righe: 4 x 10.



| Code        | Description                                    | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| LLG09194026 | Portaprovette per 40 provette, Ø 13 - 16 mm mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

