

**Taniche salvaspazio, HDPE, elettricamente conduttive****Bürkle**

Taniche salvaspazio, HDPE, elettricamente conduttive. Per utilizzo in aree protette da esplosioni.

- Nere
- Antistatiche
- Resistenza superficiale $< 105 \text{ Ohm}$
- Con o senza connettore filettato 3/4"
- Salva-spazio grazie alla lore stretta larghezza
- Messe a terra per mezzo di un set antistatico (disponibile come accessorio)
- Rubinetto StopCockPA elettricamente conduttivo (disponibile come accessorio)



Code	Description	Packaging
LLG04665322	Set tanica compatta, con rubinetto StopCock	1 pz
LLG04665329	Set tanica compatta, con rubinetto StopCock	1 pz
LLG04665330	Tanica salva-spazio senza connettore filettato , Largh. 65 mm	1 pz
LLG04665331	Tanica salva-spazio senza connettore filettato , Largh. 125 mm	1 pz
LLG04665332	Taniche salvaspazio, HDPE, conduttive, 5000 ml, con connettore filettato, Largh. 65 mm	1 pz
LLG04665333	Taniche salvaspazio, HDPE, conduttive, 10000 ml, con connettore filettato, Largh. 125 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

