

**Bidone dispensatore Wiper Bowl® Safe & Clean per salviette umide****LLG Labware**

Bidone dispensatore Wiper Bowl® Safe & Clean per salviette umide. La soluzione economica a blocchi per una disinfezione e pulizia completa delle aree sensibili nelle industrie medicali e alimentari. Può essere riempita con tutti gli agenti disinfettanti e pulenti disponibili in commercio. La fine struttura perforata dei panni umidi Multitex® assicura una distribuzione superficiale uniforme del disinfettante. Queste salviette umide sono anche adatte alla pulizia di superfici grossolanamente sporche. Facilmente maneggiabili grazie allo strappo perforato. Dopo la pulizia il coperchio può essere chiuso ed i panni restano umidificati per più di 30 giorni, assicurando una pulizia e disinfezione costante.

Bidone dispensatore Wiper Bowl® Safe & Clean:

Vuoto. Per 1 rotolo di Multitex DR. In plastica, diam. circa 21 cm, richiudibile e riutilizzabile.

Salviette pulenti Multitex® DR:

Panno viscoso per bidone Wiper Bowl® Safe & Clean. Bianco, fine, resistente allo strappo, assorbente e senza residui. Dimensioni: 300mm x 320mm. 1 rotolo da 90 strappi. **Da ordinare separatamente.**



Code	Description	Packaging
LLG09413215	Tessuto per pulizia Multitex® DR	1 pz
LLG09413216	Bidone dispensator per salviette umide	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

