

**Vetrini coprioggetto****Epredia**

Vetrini coprioggetto. Vetro bianco chiaro. Con tagli netti, senza bolle e striature.  
Altri spessori sono disponibili su richiesta.



| Code        | Description                                                                                                                                                                  | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06802036 | Vetrini coprioggetto rettangolari, Largh. 50 mm, Lungh. 24 mm, Spessore 0,16-0,19 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.                              | 100 pz    |
| LLG07632160 | Vetrini coprioggetto rettangolari, Largh. 50 mm, Lungh. 24 mm, Spessore 0,16-0,19 mm, per Shandon™, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.                | 100 pz    |
| LLG07971327 | Vetrini coprioggetto quadrati, Largh. 15 mm, Lungh. 15 mm, Spessore 0,13-0,16 mm                                                                                             | 100 pz    |
| LLG09161019 | Vetrini coprioggetto quadrati, Largh. 20 mm, Lungh. 20 mm, Spessore 0,13-0,16 mm                                                                                             | 100 pz    |
| LLG09161021 | Vetrini coprioggetto, largh. 26 mm, lungh. 21 mm, spessore 0,13-0,16 mm                                                                                                      | 100 pz    |
| LLG09161028 | Vetrini coprioggetto rettangolari, dimensioni (LxP) 50 x 22 mm, spessore vetro 0,13 ... 0,16 mm, in Boro D 263® M, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF. | 100 pz    |
| LLG09161032 | Vetrini coprioggetto, largh. 32 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm                                                                                                      | 100 pz    |
| LLG09161040 | Vetrini coprioggetto, largh. 40 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm                                                                                                      | 100 pz    |
| LLG09161050 | Vetrini coprioggetto, largh. 50 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm                                                                                                      | 100 pz    |
| LLG09161060 | Vetrini coprioggetto, largh. 60 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm                                                                                                      | 100 pz    |