



Vetrini coprioggetto

Epredia

Vetrini coprioggetto. Vetro bianco chiaro. Con tagli netti, senza bolle e striature. Altri spessori sono disponibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06802036	Vetrini coprioggetto rettangolari, Largh. 50 mm, Lungh. 24 mm, Spessore 0,16-0,19 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	100 pz
LLG07632160	Vetrini coprioggetto rettangolari, Largh. 50 mm, Lungh. 24 mm, Spessore 0,16-0,19 mm, per Shandon™, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	100 pz
LLG07971327	Vetrini coprioggetto quadrati, Largh. 15 mm, Lungh. 15 mm, Spessore 0,13-0,16 mm	100 pz
LLG09161019	Vetrini coprioggetto quadrati, Largh. 20 mm, Lungh. 20 mm, Spessore 0,13-0,16 mm	100 pz
LLG09161021	Vetrini coprioggetto, largh. 26 mm, lungh. 21 mm, spessore 0,13-0,16 mm	100 pz
LLG09161028	Vetrini coprioggetto rettangolari, dimensioni (LxP) 50 x 22 mm, spessore vetro 0,13 ... 0,16 mm, in Boro D 263® M, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	100 pz
LLG09161032	Vetrini coprioggetto, largh. 32 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm	100 pz
LLG09161040	Vetrini coprioggetto, largh. 40 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm	100 pz
LLG09161050	Vetrini coprioggetto, largh. 50 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm	100 pz
LLG09161060	Vetrini coprioggetto, largh. 60 mm, lungh. 24 mm, spessore 0,13-0,16 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

