

**Bagno a secco digitale AccuBlock Mini****Corning**

Bagno a secco digitale AccuBlock Mini. Combina il controllo digitale, un blocco per microtubi a riscaldamento rapido ed un conveniente sistema di trasferimento AccuRack, tutto in un blocco ultracompatto. Grazie al range di temperatura fino a 100°C, che può essere regolata in incrementi di 0,1°C, AccuBlock Mini è adatto per diversi utilizzi in laboratori di life science, di biologia molecolare, di analisi ambientali ed industriali e per un'ampia gamma di applicazioni come incubazioni, reazioni enzimatiche, saggi immunologici.

- Accetta fino a 12 x 1,5 ml microprovette con tappo per centrifuga
- Con alloggiamento per termometro per conferma e calibrazione della temperatura
- Elementi riscaldanti controllati da microprocessore
- Modo "calibrazione" inserito, che consente all'utilizzatore di calibrare il bagno secondo necessità

Il rack AccuRack incluso consente un veloce carico e scarico di tutte le provette contemporaneamente. Il rack è autoportante e può essere usato per sostenere i campioni mentre vengono preparati per il carico. I campioni possono essere caricati anche direttamente nel blocco AccuBlock Mini senza usare l'AccuRack.

**Specifiche:**

- Range temperatura: da +5°C sopra ambiente a 100°C, risoluzione 0.1°C
- Uniformità temperatura:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Accuratezza temperatura:  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Timer: 0 - 19h 59min o continuo
- Materiale del blocco: alluminio anodizzato
- Capacità del blocco: 12 x 1,5 ml provette
- Dimensioni (L x P x H): 140 x 120 x 60 mm
- Peso: 1,3 kg
- Alimentazione: 230V 50/60Hz



| Code        | Description                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| LLG09945780 | Bagno a secco digitale AccuBlock Mini | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

