



Tappi LLG ND20, PE, trasparenti, per collo a crimp DIN

LLG Labware

Tappi LLG ND20, PE, trasparenti, per collo a crimp DIN



Code	Description	Packaging
LLG09003545	Tappi LLG ND20, PE, trasparenti, per collo a crimp DIN, Con foro, Ø foro 4,3 mm, Materiale del setto Butile/PTFE, Colore del setto Rosso/grigio, Spessore 1,30 mm, Durezza Shore 55 A	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

