



**Tappi LLG ND20, PE, trasparenti, per collo a crimp DIN**

**LLG Labware**

Tappi LLG ND20, PE, trasparenti, per collo a crimp DIN



| Code        | Description                                                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09003545 | Tappi LLG ND20, PE, trasparenti, per collo a crimp DIN, Con foro, Ø foro 4,3 mm, Materiale del setto Butile/PTFE, Colore del setto Rosso/grigio, Spessore 1,30 mm, Durezza Shore 55 A | 1000 pz   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

