

**Contacolonie Scan® 100****interscience**

Contacolonie Scan® 100. Scan® 100 è un contacolonie manuale ad alta tecnologia eccezionale per le sue semplici funzioni d'uso e per l'ergonomia. Un sistema luminoso a LED con tecnologia a campo scuro fornisce un campo visivo accurato ed in contrasto delle colonie. La porta USB integrata consente di esportare i risultati garantendo tracciabilità e riducendo i tempi di conteggio e segnalazione. Schermo a sfioramento, volume ed intensità della luce sono facilmente regolabili. Per tutte le capsule Petri da 55 a 150 mm. Adatto ad ogni tipo di penna.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG07920048	Lenti di ingrandimento per Scan 100	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

