


**Vasche per elettroforesi multiSUB Midi DUO****Thistle Scientific**

Vasche per elettroforesi multiSUB Midi DUO. Con opzioni di vassoi per gel da 10 x 7 cm e 10 x 10cm, la multiSUB Midi è stata studiata per elettroforesi orizzontali a gel di routine. Estendendo solo la larghezza di questa unità è possibile processare più campioni per gel rispetto alla multiSUB Mini, senza un incremento significativo nel volume del gel o del campione. E' possibile risolvere un massimo di 100 campioni, rendendo questa unità ideale per quelle applicazioni nelle quali si controlla un numero medio di campioni, su lunghezze di corsa gel da brevi a medie.

Fornita con: multiSUB Midi, vassoi UV 10 x 7 e 10 x 10cm, 2 pettini per 16 campioni, guida di caricamento elettrodi e corsa.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06228823 | Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Midi 10, 100x100 mm, vassoio UV tray | 1 pz |
| LLG06238115 | Camera per elettroforesi MultiSUB Midi DUO | 1 pz |
| LLG06265449 | Vasche per elettroforesi MultiSUB Midi 7 | 1 pz |
| LLG09584657 | Pettine 8 campioni, spessore 1mm, volume 41 µl | 1 pz |
| LLG09584658 | Pettine 10 campioni MC, spessore 1mm, volume 27 µl | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

