

**Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi DUO / Maxi 25****Thistle Scientific**

Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi DUO / Maxi 25. La multiSUB Maxi è principalmente studiata per risolvere un alto numero di campioni come nelle clonazioni o in PCR. Consente una separazione ad altissima risoluzione su corse estese. Le dimensioni dei vassoi corrispondono alle dimensioni standard dei blotter. Essa consente anche il facile trasferimento di campione in una membrana per successive analisi.

Sono disponibili quattro dimensioni di vassoi: 20x10cm, 2x15cm, 20x20cm e 20x25cm.

Pettini compatibili con pipette multicanale fino a 40 campioni che facilitano caricamenti veloci fino a 440 campioni per gel. Pettini a 50 campioni consentono una capacità di campione massima di 550 campioni per gel.

**Fornita con:**

MSMAXIDUO: multiSUB maxi, vassoio UV 20 x 10 cm e 20 x 20 cm, 2 pettini x 20 campioni, spessore 1 mm, corsa di fusione, elettrodi e guide di caricamento.

MSMAXI25: multiSUB Maxi, vassoio UV 20x25cm, 2 pettini da 20 campioni, spessore 1mm, corsa di fusione, elettrodi e guide di caricamento.

**Specifiche**

Dimensioni gel (L x P): 10 x 7cm e 10 x 10cm

Dimensioni unità (L x P x H): 22 x 12.5 x 9cm

Campione max. capacità:


Vassoio 10 x 7cm, 50 campioni

Vassoio 10 x 10cm, 100 campioni

Volume tampone: 300ml

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?**

**Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06261058	Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi 200x200mm	1 pz
LLG06269204	Pettine 25 campioni, spessore 1,5mm, volume campione 32 µl	1 pz
LLG07673115	Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi 15	1 pz
LLG09584670	Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi DUO	1 pz
LLG09584671	Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi 25	1 pz
LLG09584672	Pettine 20 campioni MC, 1mm, volume 27 µl	1 pz
LLG09584673	Pettine 30 campioni, spessore 1mm, volume 17 µl	1 pz
LLG09584675	Pettine 50 campioni, spessore 1mm, volume 10 µl	1 pz
LLG09584676	Pettine 20 campioni MC, 1,5mm, volume 41 µl	1 pz
LLG09584677	Pettine 30 campioni, spessore 1,5mm, volume 26 µl	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

