

**Pinzette per dissezione in acciaio inossidabile 420****LLG Labware**

Pinzette per dissezione. Prodotte in acciaio inossidabile lucidato di grado eccellente, con punte fini acuminate e con scanalature. Disponibili in 2 tipi: forma diritta, forma curva.



Code	Description	Packaging
LLG04008482	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 105 mm, appuntita, punte diritte	1 pz
LLG04008483	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 160 mm, appuntita, punte diritte	1 pz
LLG04008484	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 200 mm, appuntita, punte diritte	1 pz
LLG04008485	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 105 mm, appuntita, punte curve	1 pz
LLG06236683	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 130 mm, appuntita, punte curve	1 pz
LLG09171121	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 115 mm, appuntita, punte diritte	1 pz
LLG09171122	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 130 mm, appuntita, punte diritte	1 pz
LLG09171123	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 150 mm, appuntita, punte diritte	1 pz
LLG09171124	Pinzetta anatomica, in acciaio, lungh. 115 mm, appuntita, punte curve	1 pz

