



## Mulini a coltelli SM 100 / 200 / 300

Retsch

Mulini a coltelli SM 100 / 200 / 300. Rapida e delicata riduzione delle dimensioni di materiali voluminosi, soffici, medio-duri, fibrosi, elastici e termicamente sensibili. Il modello più potente SM 300, è particolarmente adatto per macinare miscele eterogenee come rifiuti domestici, materiali plastici, computer e scarti elettronici. I mulini sono anche utilizzati per materiali organici come legno, radici, ossa, piante e pellets. Possono essere equipaggiati con vari rotor e tramogge. Il modello SM 300 è provvisto di velocità variabile che lo rende perfettamente adattabile a particolari esigenze applicative. Caratteristiche:- potente riduzione delle dimensioni grazie al motore da 3 kW con coppia elevata e tecnologia RES (SM 300)- perfetto adattamento a richieste applicative con velocità variabile da 700 a 3000rpm (SM 300)- ottimo effetto di taglio grazie alla doppia azione delle barre di taglio (SM 200, SM 300)- pulizia semplice e veloce senza attrezzi grazie al retro piegato del contenitore con superficie liscia ed innesto del rotore e dei setacci (SM 200, SM 300)Forniti con: SM 100 con recipiente di raccolta da 5L. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia, il fondo per setacci ed il telaio di base (opzione). SM 200 / SM 300 con recipiente di raccolta da 5L e telaio di base. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia e il fondo per setacci.

Mulini a coltelli SM 100 / 200 / 300. Rapida e delicata riduzione delle dimensioni di materiali voluminosi, soffici, medio-duri, fibrosi, elastici e termicamente sensibili. Il modello più potente SM 300, è particolarmente adatto per macinare miscele eterogenee come rifiuti domestici, materiali plastici, computer e scarti elettronici. I mulini sono anche utilizzati per materiali organici come legno, radici, ossa, piante e pellet. Possono essere equipaggiati con vari rotor e tramogge. Il modello SM 300 è provvisto di velocità variabile che lo rende perfettamente adattabile a particolari esigenze applicative.

### Caratteristiche:

- potente riduzione delle dimensioni grazie al motore da 3 kW con coppia elevata e tecnologia RES (SM 300)
- perfetto adattamento a richieste applicative con velocità variabile da 700 a 3000rpm (SM 300)
- ottimo effetto di taglio grazie alla doppia azione delle barre di taglio (SM 200, SM 300)
- pulizia semplice e veloce senza attrezzi grazie al retro piegato del



contenitore con superficie liscia ed innesto del rotore e dei setacci (SM 200, SM 300)

Forniti con:

**SM 100** con recipiente di raccolta da 5L. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia, il fondo per setacci ed il telaio di base (opzione).

**SM200 / SM 300** con recipiente di raccolta da 5L e telaio di base. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia e il fondo per setacci.

**Caratteristiche SM 100 / 200 / 300**

Dimensioni alimentazione: fino a 60 x 80mm

Dimensioni finali: da 0,25 a 20mm

Tramoggia retrattile: -/ si / si

Innesto rotore: si / si / si

Velocità a 50 Hz: 1500rpm (SM 300) variabile da 700 a 3000rpm

Potenza trasmessa: 1.5 / 2.2 / 3kW

Alimentazione: 3/N circa 400V, 50Hz (SM 300) 220-230V, 50/60 Hz

| Code        | Description                                                 | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09739067 | Mulino a coltelli SM 200, dim. 576x760x1675 mm, peso 90 kg  | 1 pz      |
| LLG09739069 | Mulino a coltelli SM 100, dim. 582x700x1675 mm, peso 73 kg  | 1 pz      |
| LLG09739083 | Mulino a coltelli SM 300, dim. 795x765x1691 mm, peso 160 kg | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

