



Mulini a coltelli SM 100 / 200 / 300

Retsch

Mulini a coltelli SM 100 / 200 / 300. Rapida e delicata riduzione delle dimensioni di materiali voluminosi, soffici, medio-duri, fibrosi, elastici e termicamente sensibili. Il modello più potente SM 300, è particolarmente adatto per macinare miscele eterogenee come rifiuti domestici, materiali plastici, computer e scarti elettronici. I mulini sono anche utilizzati per materiali organici come legno, radici, ossa, piante e pellets. Possono essere equipaggiati con vari rotori e tramogge. Il modello SM 300 è provvisto di velocità variabile che lo rende perfettamente adattabile a particolari esigenze applicative. Caratteristiche: - potente riduzione delle dimensioni grazie al motore da 3 kW con coppia elevata e tecnologia RES (SM 300)- perfetto adattamento a richieste applicative con velocità variabile da 700 a 3000rpm (SM 300)- ottimo effetto di taglio grazie alla doppia azione delle barre di taglio (SM 200, SM 300)- pulizia semplice e veloce senza attrezzi grazie al retro piegato del contenitore con superficie liscia ed innesto del rotore e dei setacci (SM 200, SM 300) Forniti con: SM 100 con recipiente di raccolta da 5L. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia, il fondo per setacci ed il telaio di base (opzione). SM200 / SM 300 con recipiente di raccolta da 5L e telaio di base. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia e il fondo per setacci.

Mulini a coltelli SM 100 / 200 / 300. Rapida e delicata riduzione delle dimensioni di materiali voluminosi, soffici, medio-duri, fibrosi, elastici e termicamente sensibili. Il modello più potente SM 300, è particolarmente adatto per macinare miscele eterogenee come rifiuti domestici, materiali plastici, computer e scarti elettronici. I mulini sono anche utilizzati per materiali organici come legno, radici, ossa, piante e pellet. Possono essere equipaggiati con vari rotori e tramogge. Il modello SM 300 è provvisto di velocità variabile che lo rende perfettamente adattabile a particolari esigenze applicative.

Caratteristiche:

- potente riduzione delle dimensioni grazie al motore da 3 kW con coppia elevata e tecnologia RES (SM 300)
- perfetto adattamento a richieste applicative con velocità variabile da 700 a 3000rpm (SM 300)
- ottimo effetto di taglio grazie alla doppia azione delle barre di taglio (SM 200, SM 300)
- pulizia semplice e veloce senza attrezzi grazie al retro piegato del contenitore con superficie liscia ed innesto del rotore e dei setacci (SM 200, SM 300)

Forniti con:

SM 100 con recipiente di raccolta da 5L. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia, il fondo per setacci ed il telaio di base (opzione).

SM200 / SM 300 con recipiente di raccolta da 5L e telaio di base. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia e il fondo per setacci.

Caratteristiche SM 100 / 200 / 300

Dimensioni alimentazione: fino a 60 x 80mm

Dimensioni finali: da 0,25 a 20mm

Tramoggia retrattile: -/ sì / sì

Innesto rotore: sì / sì / sì

Velocità a 50 Hz: 1500rpm (SM 300) variabile da 700 a 3000rpm



Potenza trasmessa: 1.5 / 2.2 / 3kW
Alimentazione: 3/N circa 400V, 50Hz (SM 300) 220-230V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG09739067	Mulino a coltelli SM 200, dim. 576x760x1675 mm, peso 90 kg	1 pz
LLG09739069	Mulino a coltelli SM 100, dim. 582x700x1675 mm, peso 73 kg	1 pz
LLG09739083	Mulino a coltelli SM 300, dim. 795x765x1691 mm, peso 160 kg	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

