

**Flaconi cilindrici con Tappo zigrinato, HDPE****Kartell**

Vasi cilindrici con tappo zigrinato, HDPE. Vasi cilindrici forniti completi di sottotappo e tappo. Grazie al grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri, campioni solidi, creme, sostanze semisolidi, cristalli e prodotti igroscopici. Idonei al contatto con alimenti.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04672393 | Flaconi cililndrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm | 10 pz     |
| LLG04672394 | Flaconi cililndrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm    | 10 pz     |
| LLG04672395 | Flaconi cililndrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm    | 10 pz     |
| LLG04672396 | Flaconi cililndrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm   | 10 pz     |
| LLG04672397 | Flaconi cililndrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm     | 10 pz     |
| LLG06205857 | Flaconi cililndrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm    | 1 pz      |
| LLG06205920 | Flaconi cililndrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm     | 1 pz      |
| LLG06205921 | Flaconi cililndrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm   | 1 pz      |
| LLG06205922 | Flaconi cililndrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm | 1 pz      |
| LLG06206304 | Flaconi cililndrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm    | 1 pz      |
| LLG06223901 | Flaconi cililndrici PE-HD, 2000 ml, Ø 111 mm, h 235 mm, Ø int.collo 87 mm | 1 pz      |
| LLG06226130 | Flaconi cililndrici PE-HD, 1500 ml, Ø 111 mm, h 182 mm, Ø int.collo 87 mm | 1 pz      |
| LLG09073440 | Flaconi cililndrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm    | 50 pz     |
| LLG09073441 | Flaconi cililndrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm     | 100 pz    |
| LLG09073442 | Flaconi cililndrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm   | 50 pz     |
| LLG09073443 | Flaconi cililndrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm | 20 pz     |
| LLG09073444 | Flaconi cililndrici PE-HD, 1500 ml, Ø 111 mm, h 182 mm, Ø int.collo 87 mm | 10 pz     |
| LLG09073445 | Flaconi cililndrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm    | 100 pz    |
| LLG09073446 | Flaconi cililndrici PE-HD, 2000 ml, Ø 111 mm, h 235 mm, Ø int.collo 87 mm | 10 pz     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

