

**Flaconi cilindrici con Tappo zigrinato, HDPE****Kartell**

Vasi cilindrici con tappo zigrinato, HDPE. Vasi cilindrici forniti completi di sottotappo e tappo. Grazie al grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri, campioni solidi, creme, sostanze semisolidi, cristalli e prodotti igroscopici. Idonei al contatto con alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG04672393	Flaconi cililndrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm	10 pz
LLG04672394	Flaconi cililndrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm	10 pz
LLG04672395	Flaconi cililndrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm	10 pz
LLG04672396	Flaconi cililndrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm	10 pz
LLG04672397	Flaconi cililndrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm	10 pz
LLG06205857	Flaconi cililndrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm	1 pz
LLG06205920	Flaconi cililndrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm	1 pz
LLG06205921	Flaconi cililndrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm	1 pz
LLG06205922	Flaconi cililndrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm	1 pz
LLG06206304	Flaconi cililndrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm	1 pz
LLG06223901	Flaconi cililndrici PE-HD, 2000 ml, Ø 111 mm, h 235 mm, Ø int.collo 87 mm	1 pz
LLG06226130	Flaconi cililndrici PE-HD, 1500 ml, Ø 111 mm, h 182 mm, Ø int.collo 87 mm	1 pz
LLG09073440	Flaconi cililndrici PE-HD, 250 ml, Ø 69 mm, h 94 mm, Ø int.collo 50 mm	50 pz
LLG09073441	Flaconi cililndrici PE-HD, 70 ml, Ø 50 mm, h 60 mm, Ø int.collo 36 mm	100 pz
LLG09073442	Flaconi cililndrici PE-HD, 500 ml, Ø 86 mm, h 107 mm, Ø int.collo 70 mm	50 pz
LLG09073443	Flaconi cililndrici PE-HD, 1000 ml, Ø 111 mm, h 128 mm, Ø int.collo 85 mm	20 pz
LLG09073444	Flaconi cililndrici PE-HD, 1500 ml, Ø 111 mm, h 182 mm, Ø int.collo 87 mm	10 pz
LLG09073445	Flaconi cililndrici PE-HD, 120 ml, Ø 56 mm, h 71 mm, Ø int.collo 36 mm	100 pz
LLG09073446	Flaconi cililndrici PE-HD, 2000 ml, Ø 111 mm, h 235 mm, Ø int.collo 87 mm	10 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

