

**Fotometro AL100****Tintometer**

I fotometri AQUALYTIC® AL100 sono progettati per analisi di diversi parametri in acque potabili, acque per processi industriali e acque di scarico. Con un totale di oltre 30 tipi diversi, sono disponibili strumenti per analisi di routine e anche per applicazioni speciali. Il modello AL100 utilizza filtri a interferenza di alta qualità con sorgente di luce a LED di lunga durata, senza nessuna parte in movimento, in una camera per campione trasparente. Lo strumento fornisce risultati accurati e riproducibili molto velocemente. Altri grossi vantaggi sono la facilità di utilizzo, il design ergonomico, le dimensioni compatte e l'utilizzo sicuro. Fornito con opzioni di calibrazione e regolazione tramite software, l'AL100 è adatto per uso come strumento test. I test si conducono usando o pastiglie di reagente AQUALYTIC® stabili a lungo termine e durata di 5 o 10 anni, o reagenti in polvere VARIO, oppure reagenti liquidi.

- Ottica: filtri Interferenziali di alta qualità
- Accuratezza lunghezza d'onda:  $\pm 1$  nm
- Alimentazione: 4 batterie micro (AAA), capacità circa 17 ore o 5000 test
- Spegnimento automatico
- Display LCD (retroilluminato a pressione)
- Memoria interna circolare per 16 set di dati
- Dimensioni (L x P x H): 155 x 75 x 35 mm

La fornitura include: fotometro in valigetta di plastica, con reagenti per 100 test, celle, batterie e accessori standard. Opzionale: IRiM - modulo interfaccia infrarosso per trasferimento dati a computer o stampante.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?**  
**Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description                                                     | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06252821 | Reference standard kit: Chloride 0.5/2.0                        | 1 pz      |
| LLG07627352 | Reference standard kit Chloride                                 | 1 pz      |
| LLG09699290 | Reference standard kit Chloride                                 | 1 pz      |
| LLG09699291 | Fotometro Aqualytic AL100, kit standard di riferimento, pH 7,45 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

