

**Fotometro AL100****Tintometer**

I fotometri AQUALYTIC® AL100 sono progettati per analisi di diversi parametri in acque potabili, acque per processi industriali e acque di scarico. Con un totale di oltre 30 tipi diversi, sono disponibili strumenti per analisi di routine e anche per applicazioni speciali. Il modello AL100 utilizza filtri a interferenza di alta qualità con sorgente di luce a LED di lunga durata, senza nessuna parte in movimento, in una camera per campione trasparente. Lo strumento fornisce risultati accurati e riproducibili molto velocemente. Altri grossi vantaggi sono la facilità di utilizzo, il design ergonomico, le dimensioni compatte e l'utilizzo sicuro. Fornito con opzioni di calibrazione e regolazione tramite software, l'AL100 è adatto per uso come strumento test. I test si conducono usando o pastiglie di reagente AQUALYTIC® stabili a lungo termine e durata di 5 o 10 anni, o reagenti in polvere VARIO, oppure reagenti liquidi.

- Ottica: filtri Interferenziali di alta qualità
- Accuratezza lunghezza d'onda: ± 1 nm
- Alimentazione: 4 batterie micro (AAA), capacità circa 17 ore o 5000 test
- Spegnimento automatico
- Display LCD (retroilluminato a pressione)
- Memoria interna circolare per 16 set di dati
- Dimensioni (L x P x H): 155 x 75 x 35 mm

La fornitura include: fotometro in valigetta di plastica, con reagenti per 100 test, celle, batterie e accessori standard. Opzionale: IRiM - modulo interfaccia infrarosso per trasferimento dati a computer o stampante.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06252821	Reference standard kit: Chloride 0.5/2.0	1 pz
LLG07627352	Reference standard kit Chloride	1 pz
LLG09699290	Reference standard kit Chloride	1 pz
LLG09699291	Fotometro Aqualytic AL100, kit standard di riferimento, pH 7,45	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

