

**Micropipetta per diluizioni Acura® manual 810, fisso****SOCOREX**

Micropipetta per diluizioni Acura® manual 810, fisso. Queste micropipette a spostamento d'aria consentono pipettaggi in successione e dello stesso campione liquido di 1 e 0.1 ml. I due volumi fissi pre-calibrati eliminano ogni regolazione. Un ugello universale met allico alloggia puntali a cannuccia (lunghezza 190 mm, diametro 4 mm), più adeguati per aspirare da vials stretti e profondi o sacchetti Stomacher. Ideale alternativa alle convenzionali pipette in vetro quando si effettuano diluizioni seriali 1:10 in batteriologia .



Code	Description	Packaging
LLG06203235	Pipetta per diluizioni Acura manual 810, 1/0,1 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

