



**Contenitori rotondi per campioni, PP**

**LLG Labware**

Contenitori rotondi per campioni, PP. Bianchi con coperchio avvitato.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09402310 | Contenitore per campioni, rotondo, PP, 30 ml, Ø 57,9 mm, h 16,95 mm    | 10 pz     |
| LLG09402313 | Contenitore per campioni, rotondo, PP, 75 ml, Ø 57,85 mm, h 45 mm      | 10 pz     |
| LLG09402318 | Contenitore per campioni, rotondo, PP, 310 ml Ø 80,5 mm, h 79,2 mm     | 10 pz     |
| LLG09402321 | Contenitore per campioni, rotondo, PP, 600 ml, Ø 118,5 mm, h 64,8 mm   | 10 pz     |
| LLG09402324 | Contenitore per campioni, rotondo, PP, 1250 ml, Ø 118,5 mm, h 127,5 mm | 5 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

